

## MATERIEL

L'auto-prélèvement anorectal nécessite un écouvillon avec milieu de conservation de type Eswab.



## Préconisations pour le recueil

- **Noter votre nom, prénom, date de naissance sur le flacon à bouchon rose.**
- **Pas de recueil si traitement antibiotique ou antifongique en cours.**
- **ATTENTION si contrôle après traitement demander conseil au laboratoire pour le délai à respecter**

- 1- Sortir l'écouvillon ESWAB du sachet sans toucher la mousse ni la partie sous le trait rouge.
- 2- Tenir l'écouvillon d'une main en dirigeant la mousse vers soi.
- 3- Insérer l'écouvillon dans l'anus sur 2 à 3 cm.
- 4- Faites tourner l'écouvillon sur lui-même pendant 5 à 10 secondes.
- 5- Retirer l'écouvillon sans toucher la peau.
- 6- Dévisser le bouchon rose du tube et plonger l'écouvillon dans le liquide (qui est un conservateur).
- 7- Casser l'écouvillon au niveau du trait rouge, en le laissant dans le liquide et revisser le bouchon.
- 8- Rapporter rapidement l'écouvillon au laboratoire dans la pochette plastique.

**Cet écouvillon, conservé à T° ambiante, doit être acheminé au laboratoire dans les 24 heures.**

## Remplir le questionnaire

- Nom : ..... Prénom : .....
- Nom de naissance : ..... Date de naissance : ... / ... / ...
- Date de recueil : ... /... /... Heure de recueil : ... h...
- Signes cliniques, symptômes ?.....
- S'agit-il d'un contrôle après traitement d'une infection à Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et Mycoplasma genitalium ? (Attendre au moins 4 semaines) :  
 OUI  NON