

MATERIEL

L'auto-prélèvement vaginal nécessite un écouvillon avec milieu de conservation de type Eswab.



Préconisations pour le recueil

- **Noter votre nom, prénom, date de naissance sur le flacon à bouchon rose.**
- **Pas de recueil si traitement antibiotique ou antifongique en cours.**
- **ATTENTION si contrôle après traitement demander conseil au laboratoire pour le délai à respecter**

- 1- Sortir l'écouvillon ESWAB du sachet sans toucher la mousse ni la partie sous le trait rouge.
- 2- Tenir l'écouvillon d'une main en dirigeant la mousse vers soi.
- 3- Insérer l'écouvillon dans le rectum sur 3 à 5 cm.
- 4- Faites tourner l'écouvillon sur lui-même pendant 5 à 10 secondes.
- 5- Retirer l'écouvillon sans toucher la peau.
- 6- Dévisser le bouchon rose du tube et plonger l'écouvillon dans le liquide (qui est un conservateur).
- 7- Casser l'écouvillon au niveau du trait rouge, en le laissant dans le liquide et revisser le bouchon.
- 8- Rapporter rapidement l'écouvillon au laboratoire dans la pochette plastique.

Cet écouvillon, conservé à T° ambiante, doit être acheminé au laboratoire dans les 24 heures.

Remplir le questionnaire

Nom :

Prénom :

Nom de naissance :

Date de naissance : ... / ... / ...

- Date de recueil : ... / ... / ...
- Heures de recueil : ... h...
- Signes cliniques, symptômes ?.....
- S'agit-il d'un contrôle après traitement d'une infection à *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Mycoplasma genitalium*? (attendre au moins 4 semaines) : OUI NON